

CARA


Penggunaan

TURBUHALER



langkah-langkah **DIBAWAH INI**

Digunakan untuk **SATU** kali dosis



uka dan lepaskan tutup dari turbuhaler, peganglah turbuhaler dalam posisi tegak. utarlah pegangan yang berwarna pada irbuhaler (bagian bawah), hingga irbuhaler naik ke atas kemudian turun ke bawah. Jika telah melakukan secara benar an tepat, maka akan terdengar bunyi “klik”. embuskan nafas jauh dari turbuhaler awalah mouthpiece diantara gigi atas dan bawah, kemudian tutuplah mulut. Tariklah afas secara kuat dan dalam melalui mulut. epaskan turbuhaler dari mulut sebelum enghembuskan nafas.

elalu periksa dosis pada “dose counter indow”, di bawah mouthpiece untuk elihat seberapa banyak dosis yang tersisa. ada turbuhaler yang tidak memiliki “dose ounter window”, periksalah tanda merah, al tersebut menandakan obat telah habis. etelah selesai, tutuplah kembali turbuhaler.

RSUP Dr. Kariadi

Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang, Call Center : 024 8450 800
Telp. 024 8412 476, Fax. 024 8318 617, Pengaduan : 0888 650 9262
email : humas_rskariadi@yahoo.co.id, website : www.rskariadi.co.id