



CARA penggunaan DISKUS



RSUP Dr. Kariadi

Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang, Call Center : 024 8450 800
Telp. 024 8412 476, Fax. 024 8318 617, Pengaduan : 0888 650 9262
email : humas_rskariadi@yahoo.co.id, website : www.rskariadi.co.id

Ikuti langkah-langkah berikut



untuk penggunaan **SATU** kali dosis :

1. Buka Diskus dengan cara memegangnya di telapak tangan, masukkan ibu jari tangan yang lain pada pegangan ibu jari dan mendorong pegangan ibu jari tersebut hingga terpasang pada tempatnya.
2. Geser tuas menjauh dari posisi semula, agar obat siap untuk digunakan.
3. Hembuskan nafas jauh dari perangkat.
4. Tempatkan mouthpiece kedalam mulut, kemudian tutuplah mulut
5. Nafaslah perlahan-lahan sampai dengan mengambil nafas yang penuh.
6. Lepaskan diskus dari mulut.
7. Tahanlah nafas selama 10 detik, kemudian hembuskan nafas secara perlahan. Selalu periksa dosis pada "dose counter window", untuk mengetahui seberapa banyak dosis yang tersisa.

