

## BAGAIMANA SAYA MERAWAT ALAT BANTU DENGAR?

Hindari rusak atau hilangnya alat bantu dengar



- Simpan di tempat aman, sejuk ketika tidak digunakan.



- Selalu jauhkan dari air dan panas



- Lepaskan alat mandi karena jika kondisi lembab alat bisa tidak berfungsi



- Pada malam hari, buka penutup baterai dan simpan alat bantu dengar dalam wadah kering dan tertutup



- Pastikan alat sudah dimatikan saat tidak digunakan



- Bersihkan cetakan telinga (ear piece) dengan lap kain kering setiap hari

**SEGERA  
PERIKSAKAN  
TELINGA  
ANDA**

## APA CIRI-CIRI KERUSAKAN ALAT BANTU DENGAR?

### SUARA LEMAH

- ganti baterai/perbesar volume
- Periksa adanya kotroan atau embun pada pipa

### FEEDBACK

- Periksa ear mould, apakah posisinya benar
- Periksa apakah pipa terlipat atau tersumbat

### KADANG HIDUP/MATI

- Periksa apakah baterai bocor (adanya serbuk putih)
- Periksa logam kontak, apakah ada karat

### TIDAK ADA SUARA

- Ganti baterai dan periksa posisi kontaknya
- Pastikan pengaturan ABD tidak berada di posisi T

## PENGUNAAN ALAT BANTU DENGAR (ABD)



## APA ITU ALAT BANTU DENGAR?



Alat bantu dengar atau hearing aid merupakan alat elektronik yang berperan dalam membantu mengeraskan suara agar didengar lebih jelas

## SIAPA SAJA YANG DAPAT MENGGUNAKANNYA?



- Bayi atau anak yang memiliki gangguan dengar satu telinga atau dua telinga yang terbukti hasil BERA tidak normal.
- Anak dengan gangguan konduktif permanen
- Gangguan dengar yang menimbulkan potensi keterlambatan perkembangan dan akademik
- Orang dewasa yang memiliki gangguan dengar derajat sedang, sedang berat dan sangat berat.
- Kondisi yang tidak bisa diatasi dengan obat maupun operasi dan terbukti mengalami kesulitan komunikasi

## KAPAN WAKTU DIMULAINYA PEMASANGAN ABD?



Mulai usia 6 bulan atau segera setelah terkonfirmasi bahwa anak tuli atau kesulitan mendengar dan tidak ada kontraindikasi medis (infeksi telinga, abnormalitas kulit atau liang telinga, tidak adanya saraf pendengaran).

## BAGAIMANA KALAU DINYATAKAN KURANG DENGAR NAMUN ADA KELAINAN TELINGA?



- Pada OMSK (cairan pada telinga)/OE (infeksi telinga).
  - Bersihkan telinga hingga kering sebelum memakai ABD atau obati sampai tuntas sebelum menggunakan ABD
- Kelainan bentuk liang telinga sempit atau atresia (tidak terdapat lubang)
  - Gunakan ABD tipe tertentu (BAHA)

## APA SAJA PEMERIKSAAN YANG WAJIB DILAKUKAN SEBELUM PEMASANGAN ABD?

- BERA atau ASSR (pada anak)
- Audiometri (pada dewasa)



## APA REKOMENDASI ABD YANG DIGUNAKAN UNTUK ANAK?

Model BTE (Behind the ear), karena hanya butuh mengganti cetakan telinga yang relatif murah seiring dengan perubahan telinga hingga pubertas.

## APAKAH SAYA HARUS MEMAKAI ALAT BANTU DENGAR SETIAP WAKTU ATAU SAAT SAYA INGIN MENDENGAR SESUATU SAJA?

Alat bantu dengar harus dipakai setiap waktu saat anda kondisi terbangun atau sadar



## SEBERAPA SERING SAYA HARUS MENGGANTI BATERAI?

Baterai biasanya harus diganti setiap 7-10 hari

