

PANDUAN KUALITAS SAMPEL DAHAK IDEAL UNTUK PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIK


sampel sputum yang tidak memenuhi kriteria kualitas, berisiko menurunkan sensitivitas pemeriksaan kultur bakteri maupun pemeriksaan TCM TB

SAMPEL DAHAK IDEAL


- Berasal dari saluran napas bawah
- Warna keruh / kuning / hijau
- Bukan bening seperti air liur
- Konsistensi kental/ Mucoid
- Volume 3–5 ml
- Segera kirim ke laboratorium (≤ 2 jam)
- Bila terjadi penundaan pengiriman, simpan di refrigerator maksimal 24 jam

WADAH SPESIMEN DAHAK


- Bermulut lebar
- Bertutup ulir
- Terbuat dari plastic
- Steril
- Tidak mudah pecah




SPUTUM MUCOID



SPUTUM PURULEN



SPUTUM & DARAH



AIR LIUR