

# LABELLING GUIDE

## TABUNG DARAH

### 1 PERSIAPAN

- PERLENGKAPAN FLEBOTOMI
- LABEL IDENTITAS PASIEN
- FORMULIR LABORATORIUM




### 2 BEDSIDE LABELLING

WAJIB DILAKUKAN DI SISI TEMPAT TIDUR



➔ STEP 1:  
VERIFIKASI IDENTITAS PASIEN (NAMA, TANGGAL LAHIR) DENGAN PERTANYAAN TERBUKA, COCOKKAN DENGAN FORM, LABEL IDENTITAS, SERTA GELANG IDENTITAS PASIEN




➔ STEP 2:  
LAKUKAN PENGAMBILAN SPESIMEN DARAH

➔ STEP 3:  
SEGERA TEMPEL LABEL PADA TABUNG DARAH DIDEPAN PASIEN

➔ STEP 4:  
LAKUKAN VERIFIKASI ULANG (*CROSSCHECK*) DENGAN MEMPERLIHATKAN KE PASIEN ATAU COCOKKAN DENGAN GELANG IDENTITAS PASIEN

### 3 PENEMPELAN LABEL

POSISI VERTIKAL SEJAJAR DENGAN LABEL PABRIK    TIDAK MENUTUPI GARIS INDIKATOR VOLUME DAN ISI TABUNG



HINDARI:  
RONGGA UDARA  
ROBEK  
TERTEKUK



AKSES PANDUAN DIGITAL

SCAN HERE !

